



# LS COLOR CHART



# LS-PRESS COLOR CHART



**CREATION LS**

Vita® Shade	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentine	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Enamel	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59
Clear	CL-O clear								UC window							

Massen, die nicht in Relation zum Vita®-Farbschlüssel stehen / Materials which are not related to the Vita®shade guide:

Opaque Dentine Modifier	OD-32 havanna				OD-37 curry				OD-41 orange				OD-43 ivory					
Transpa	OT+		OT opal		Geller-Mix		NT neutral		TI-1 blue		TI-2 white		TI-3 pink		TI-4 yellow		TI-5 grey	
Effect Enamel	SI-02 medium yellow						SI-04 light orange						SO-10 blue					
Pearl Enamel	PS-0 white																	
Neck Transpa	HT-51 iridescent				HT-52 khaki				HT-53 sand				HT-54 honey					
Make In	MI-61 ivory								MI-63 honey yellow									
Glaze	GL																	
Bleach	BD-A				BD-B				BD-B0				S-AB					

**CREATION LS-PRESS**

Vita® Shade	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
MO	MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1			MO-2			
LT	LT-A					LT-B				LT-C			LT-D			
MT	MT-A1	MT-A2	MT-A2/-A3		MT-A3	MT-B0/-B1	MT-B2	MT-B2	MT-A3	MT-B1	MT-A1	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-A2
HT	HT-2		HT-3		HT-4	HT-1	HT-3			HT-4	HT-3		HT-4		HT-3	

Massen, die nicht in Relation zum Vita®-Farbschlüssel stehen / Materials which are not related to the Vita®shade guide:

Bleach	MO-0			MT-B00			MT-B0			HT-B00			HT-B0		
--------	------	--	--	--------	--	--	-------	--	--	--------	--	--	-------	--	--

Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Deutschland.  
 Vita® is a registered trade mark of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germany.